

IsoTherm-System®, Eppendorf

IsoTherm-System®

Das IsoTherm-System, mit den Komponenten IsoRack, IsoPack und IsoSafe, ist darauf spezialisiert, Proben effektiv und konstant über viele Stunden zu kühlen: z. B. bei -21°C oder bei 0°C. Anwendungen des IsoTherm-Systems: als Enzymbar, um dem Aktivitätsverlust von Enzymen vorzubeugen; beim PCR-Probenansatz; zum Probentransport und zum langsamen Auftauen tiefgefrorener Proben.

- Aufnahme von 24 Gefäßen (Safe-Lock 0,5 ml, 1,5 ml, 2 ml)
- IsoPack (Kühlakku) weiß für 0°C und blau für -21°C, vorzukühlen im Gefrierschrank
- IsoTherm-Zeiten von
<6 h (0°C, weiß) und
<3 h (-21°C, blau)
- Keine schmelzenden Eisbäder mehr (Kontaminationsgefahr)
- Alle Systemkomponenten einzeln einsetzbar
- Racks stapelbar, autoklavierbar, beschriftbar und im Mikrotiterplatten-Rotor zentrifugierbar

Artikel	Best.-Nr.
IsoTherm-System, Starterset für Reaktionsgefäße 0,5 ml	29 69 38811
1 Isolierbox, 1 Kühlakku für 0°C, 1 Kühlakku für -21°C, 1 Rack plus Deckel	
IsoTherm-System, Starterset für Reaktionsgefäße 1,5/2 ml	29 69 38818
Zubehör wie vor	
IsoRack + IsoPack 0°C für IsoTherm-System	29 69 38860
1 Rack und 1 Kühlakku 0,5 ml für 0°C	
IsoRack + IsoPack 0°C für IsoTherm-System	29 69 38866
1 Rack und 1 Kühlakku 1,5/1,7/2,0 ml für 0°C	
IsoRack + IsoPack -21°C für IsoTherm-System	29 69 38878
1 Rack und 1 Kühlakku 0,5 ml für -21°C	
IsoRack + IsoPack -21°C für IsoTherm-System	29 69 38874
1 Rack und 1 Kühlakku 1,5/1,7/2,0 ml für -21°C	
IsoRack, 4 Racks + 4 Deckel f. Reaktionsgefäße 0,5 ml	29 69 38838
IsoRack, 4 Racks + 4 Deckel f. Reaktionsgefäße 1,5/2 ml	29 69 38834
IsoSafe + IsoPack -21°C f. IsoTherm-System 0,5 ml	29 69 38846
1 Isolierbox plus 3 Kühlakkus für -21°C	
IsoSafe + IsoPack -21°C f. IsoTherm-System 1,5 /1,7/2 ml	29 69 38842
1 Isolierbox plus 3 Kühlakkus für -21°C	
IsoSafe + IsoPack 0°C f. IsoTherm-System 0,5 ml	29 69 38820
1 Isolierbox plus 3 Kühlakkus für 0°C	
IsoSafe + IsoPack 0°C f. IsoTherm-System 1,5 /1,7/2 ml	29 69 38826
1 Isolierbox plus 3 Kühlakkus für 0°C	

