

Vakuum-Sublimationsapparaturen, Rettberg Sublimation Apparatus, Vacuum

Die **Vakuum-Sublimationsapparatur** aus Borosilikatglas 3.3 ermöglicht wirkungsvolle Reinigung vieler Chemikalien und Substanzen, die beim Erhitzen direkt vom festen in den dampfförmigen Zustand übergehen, ohne sich vorher zu verflüssigen und bei Kühlung wieder erstarren. Das gereinigte Sublimat kann mühelos und vollständig nach Beendigung des Sublimationsvorganges aus dem konischen Kühler zurückgewonnen werden.

Mikro-, Halbmakro- und Makro-Apparaturen

Artikel	Best.-Nr.
① Mikro-Apparatur komplett, Sublimatmenge 1 bis 2 g	13 70 22001
Halbmakro-Apparatur komplett, Sublimatmenge 5 bis 7 g	13 70 22002
② Makro-Apparatur komplett, Sublimatmenge 10 bis 25 g	13 70 22003
Makro-Apparatur komplett, Sublimatmenge 10 bis 25 g	13 70 22004
jedoch mit abnehmbarem Vakuum-Anschluss mit starkwandigem Flansch KF 16 und Ventil 0 bis 10 mm	

Sublimationsapparaturen

Artikel	Best.-Nr.
③ Sublimationsapparatur 100 bis 200 Gramm	13 70 24001
Vakuum-Anschluss mit starkwandigen Flanschen KF 40 und Ventil 0 bis 10 mm, komplett, Sublimatmenge 100 bis 200 g, Kühlfläche ca. 200 cm ²	

webcode  WWQVD090

rettberg.biz
GLASAPPARATEBAU • LABORATORY GLASSWARE

