

## qpore Transfermembranen, neoLab®

### qpore Transfer Membranes



#### qpore Transfermembrane, NC

qpore Transfermembranen aus NC sind geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen: Western-, Northern- und Southernblotting, Protein-Dotblots und Nukleinsäure-Detektion. Die Transfermembranen sind sehr robust und hydrophob. Sie erhöhen die Sensitivität durch geringen Background.

| Porengröße<br>µm | Maße Rolle<br>mm | Maße<br>mm | VE      | Best.-Nr.          |
|------------------|------------------|------------|---------|--------------------|
| 0,20             | 300 × 3000       |            |         | <b>10 01 60000</b> |
| 0,45             | 300 × 3000       |            |         | <b>10 01 60001</b> |
| 0,22             |                  | 100 × 100  | 100 St. | <b>10 01 60049</b> |
| 0,45             |                  | 100 × 100  | 100 St. | <b>10 01 60050</b> |

#### qpore Transfermembran, PVDF

qpore Transfermembranen aus PVDF sind geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen: Western-, Northern- und Southernblotting, Protein-Dotblots und Nukleinsäure-Detektion. Die Transfermembranen sind sehr robust und hydrophob. Sie erhöhen die Sensitivität durch geringen Background.

| Porengröße<br>µm | Maße Rolle<br>mm | Best.-Nr.          |
|------------------|------------------|--------------------|
| 0,20             | 300 × 3000       | <b>10 01 60002</b> |
| 0,45             | 300 × 3000       | <b>10 01 60003</b> |

