

Autosampler-Vials, neoLab® Autosampler Vials

Probenfläschchen mit Gewinde für Schraubkappen mit Loch und Septum. Septum Butyl/Teflon für Einmalgebrauch, Septum Silikon/Teflon ist selbstabdichtend und kann mehrmals durchstoßen werden.

Autosampler-Vials

1,2 ml für Autosampler von Erba, HP, Kontron, Perkin-Elmer, Varian etc.

4,0 ml für Autosampler WISP.Waters

Volumen ml	Farbe	Gewinde mm	Höhe mm	Ø mm	Best.-Nr.	VE St./Pack
1,2	klar	8	32	12	12 01 27200	100
1,2	braun	8	32	12	12 01 27201	100
4,0	klar	13	45	15	12 01 27210	100
4,0	braun	13	45	15	12 01 27211	100

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

Schraubkappen aus PP mit vormontiertem Septum

1. mit Septum Naturkautschuk/TEF und Butyl/PTFE

Temperaturbeständig von -40°C bis +120°C, Dicke 1,3 mm

2. mit Septum Silikon/PTFE

Temperaturbeständig von -60°C bis +200°C, Dicke 1,5 mm

3. mit Septum PTFE/Silikon/PTFE

Temperaturbeständig von -60°C bis +200°C, Dicke 1,0 mm

Aufstellung der Schraubkappen

Bezeichnung	Septum	Best.-Nr.	VE St./Pack
Kappe ND8 mit Loch	Naturkautschuk rot-or./TEF transp.	10 01 70666	100
Kappe ND8 mit Loch	Butyl rot/PTFE grau	10 01 70667	100
Kappe ND8 mit Loch	Silikon weiß/PTFE rot	10 01 70668	100
Kappe ND8 mit Loch	PTFE rot/Silikon weiß/PTFE rot	10 01 70669	100
Kappe ND13 mit Loch	Naturkautschuk rot-or./TEF transp.	10 01 70770	100
Kappe ND13 geschlossen	Naturkautschuk rot-or./TEF transp.	10 01 70771	100
Kappe ND13 mit Loch	Silikon creme/PTFE rot	10 01 70772	100
Kappe ND13 geschlossen	Silikon creme/PTFE rot	10 01 70773	100
Kappe ND13 mit Loch	Butyl rot/PTFE grau	10 01 70774	100
Kappe ND13 geschlossen	Butyl rot/PTFE grau	10 01 70775	100
Kappe ND13 mit Loch	PTFE rot/Silikon weiß/PTFE rot	10 01 70776	100
Kappe ND13 mit Loch	Silikon weiß/PTFE blau kreuzgeschlitzt	10 01 70777	100

❗ Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

LaboBox-Gestelle aus PC

Artikel	Farbe	Best.-Nr.
① für 5 × 10 Vials bis 12,5 mm Ø	transparent	24 01 22312
② für 5 × 10 Vials bis 12,5 mm Ø	blau	24 01 22333
③ für 4 × 9 Vials bis 15 mm Ø	transparent	24 01 22313
④ für 4 × 9 Vials bis 15 mm Ø	blau	24 01 22334

Kästen mit Deckel zur Aufnahme der Gestelle siehe unter 24 01 22316 und 24 01 22317

