

Stickstoff-Vorlagen, Rettberg Nitrogen Tubes

Schlenkrohre aus Borosilikatglas 3.3, ungraduiert, mit Rundboden, mit seitlichem Durchgangshahn und Schlaucholive, bzw. seitlichem PTFE-Ventil und Schlaucholive.

Schlenkrohre mit Hahn

Volumen ml	Schliff NS	NS-Hahn mm	① Kern Best.-Nr.	② Hülse Best.-Nr.
10	14,5/23	1,5	13 40 29308	13 40 29408
25	14,5/23	2,5	13 40 29314	13 40 29414
50	14,5/23	2,5	13 40 29317	13 40 29417
100	14,5/23	2,5	13 40 29324	13 40 29424
250	14,5/23	2,5	13 40 29336	13 40 29436
100	29/32	2,5	13 40 29327	13 40 29427
250	29/32	2,5	13 40 29337	13 40 29437

③ Schlenkrohre mit Hochvakuum PTFE-Ventil mit Feingewinde, graduiert

Volumen ml	Schliffhülse NS	Ventil-Durchlass mm	Best.-Nr.
10	14,5/23	0 – 3	10 70 00160
25	14,5/23	0 – 3	10 70 00161
50	14,5/23	0 – 3	10 70 00162
100	14,5/23	0 – 3	10 70 00163
250	14,5/23	0 – 3	10 70 00164
100	29/32	0 – 3	10 70 00165
250	29/32	0 – 3	10 70 00166

④ Schlenkrohre, starkwandig

Schlenkrohre starkwandig mit Hochvakuum-Ventil, zur Aufbewahrung von luftempfindlichen Substanzen.

Ausführung:

Aus Borosilikatglas 3.3 gefertigt, Ventildurchlass 0 – 8 mm, Schlaucholive A.-Ø 9 mm

Artikel	Best.-Nr.
Schlenkrohr, starkwandig, 25 ml	13 40 29514
Schlenkrohr, starkwandig, 50 ml	13 40 29517
Schlenkrohr, starkwandig, 100 ml	13 40 29524
Schlenkrohr, starkwandig, 250 ml	13 40 29536

⑤ Schlenkrohre

Schlenkrohre, ungraduiert mit Hochvakuum-Ventil und rechtwinkliger Hülse NS 14,5/23, zur Aufbewahrung von luftempfindlichen Substanzen.

Ausführung:

Aus Borosilikatglas 3.3 gefertigt, Ventildurchlass 0 – 8 mm, Schlaucholive A.-Ø 9 mm

Artikel	Best.-Nr.
Schlenkrohr, 25 ml	10 70 80026
Schlenkrohr, 50 ml	10 70 80027
Schlenkrohr, 100 ml	10 70 80028
Schlenkrohr, 250 ml	10 70 80029

webcode  WWQVD043

rettberg.biz
GLASAPPARATEBAU • LABORATORY GLASSWARE

