

Pipetten Research® plus, Eppendorf Pipettes Research® plus



eppendorf

Eppendorf setzt einen neuen Maßstab in der Pipettierung. Die ultraleichte Eppendorf Pipette Research plus erfüllt höchste Anforderungen an Präzision und Genauigkeit – verbunden mit perfekter Ergonomie und verbesserter Flexibilität.

- Volumeneinstellung: Nur wenige Umdrehungen zur Einstellung des gewünschten Volumens (bei variabler Pipette)
- Bedienknopf: Sehr niedrige Betätigungskraft, Farbe zeigt Pipettenvolumen an, ergonomisch perfekt angeordnet
- Abwerfer: Sehr niedrige Betätigungskraft, ergonomisch perfekt angeordnet
- Volumenanzeige: 4-stellig, vergrößerte Form
- Kalibrieranzeige und Justieröffnung: Zum Kalibrieren Ihrer Pipette auf eine spezifische Flüssigkeit und ein Volumen
- Eppendorf PerfectPiston™: Ultraleichter Kolben aus Fortron® (nicht bei 2,5 µl-, 10 µl-, 5 ml- und 10 ml-Pipetten)
- Schnellverschluss: Unterteil leicht abnehmbar (nicht bei 5 ml- und 10 ml-Pipetten)
- Verfederter Spitzenkonus: Verbesserte Ergonomie, sitzt dicht und passgenau in der Spitze (nicht bei 5 ml- und 10 ml-Pipetten)

Mehrkanal:

- Kanalanzeige: Verwenden Sie die Pipette in der gleichen Ausrichtung – die ganze Zeit
- Entfernen Sie einzelne Kanäle: Gewinnen Sie Flexibilität für Ihren individuellen Bedarf



① Eppendorf Research® plus, variabel

Typ	Vol.	R ≤ ± %	VK ≤ ± %	Spitzen ID	Farbcode	Ausführung	Best.-Nr.
0,1–2,5 µl	0,1 µl	48,0	12,0	10 µl	dunkelgrau	1-Kanal	10 69 30012
	0,25 µl	12,0	6,0				
	1,25 µl	2,5	1,5				
	2,5 µl	1,4	0,7				
0,5–10 µl	0,5 µl	8,0	5,0	20 µl	mittelgrau	1-Kanal	10 69 30020
	1 µl	2,5	1,8				
	5 µl	1,5	0,8				
	10 µl	1,0	0,4				
2–20 µl	2 µl	5,0	1,5	20 µl	hellgrau	1-Kanal	10 69 30098
	10 µl	1,2	0,6				
	20 µl	1,0	0,3				
2–20 µl	2 µl	5,0	1,5	200 µl	gelb	1-Kanal	10 69 30039
	10 µl	1,2	0,6				
	20 µl	1,0	0,3				
10–100 µl	10 µl	3,0	1,0	200 µl	gelb	1-Kanal	10 69 30047
	50 µl	1,0	0,3				
	100 µl	0,8	0,2				
20–200 µl	20 µl	2,5	0,7	200 µl	gelb	1-Kanal	10 69 30055
	100 µl	1,0	0,3				
	200 µl	0,6	0,2				
30–300 µl	30 µl	2,5	0,7	300 µl	orange	1-Kanal	10 69 30101
	150 µl	1,0	0,3				
	300 µl	0,6	0,2				
100–1000 µl	100 µl	3,0	0,6	1.000 µl	blau	1-Kanal	10 69 30063
	500 µl	1,0	0,2				
	1000 µl	0,6	0,2				
0,25–2,5 ml	0,25 ml	4,8	1,2	2,5 ml	rot	1-Kanal	10 69 30144
	1,25 ml	0,8	0,2				
	2,50 ml	0,6	0,2				
0,5–5 ml	0,5 ml	2,4	0,6	2,5 ml	rot	1-Kanal	10 69 10071
	2,5 ml	1,2	0,25				
	5 ml	0,6	0,15				
1–10 ml	1 ml	3,0	0,6	10 ml	türkis	1-Kanal	10 69 30080
	5 ml	0,8	0,2				
	10 ml	0,6	0,15				



② Eppendorf Research® plus, variabel, Mehrkanalpipetten

Typ	Vol. μl	R ≤ ± %	VK ≤ ± %	Spitzen ID	Farbcode	Ausführung	Best.-Nr.
0,5–10 μl	0,5 μl	12,0	8,0	20 μl	mittelgrau	8-Kanal	10 69 25010
	1 μl	8,0	5,0				
	5 μl	4,0	2,0				
	10 μl	2,0	1,0				
10–100 μl	10 μl	3,0	2,0	200 μl	gelb	8-Kanal	10 69 60036
	50 μl	1,0	0,8				
	100 μl	0,8	0,3				
30–300 μl	30 μl	3,0	1,0	300 μl	orange	8-Kanal	10 69 50052
	150 μl	1,0	0,5				
	300 μl	0,8	0,3				
120–1200 μl	120 μl	6,0	0,9	1200 μl	grün	8-Kanal	10 69 50214
	600 μl	2,7	0,4				
	1200 μl	1,2	0,3				
0,5–10 μl	0,5 μl	12,0	8,0	20 μl	mittelgrau	12-Kanal	10 69 50028
	1 μl	8,0	5,0				
	5 μl	4,0	2,0				
	10 μl	2,0	1,0				
10–100 μl	10 μl	3,0	2,0	200 μl	gelb	12-Kanal	10 69 50044
	50 μl	1,0	0,8				
	100 μl	0,8	0,3				
30–300 μl	30 μl	3,0	1,0	300 μl	orange	12-Kanal	10 69 50060
	150 μl	1,0	0,5				
	300 μl	0,8	0,3				
120–1200 μl	120 μl	6,0	0,9	1200 μl	grün	12-Kanal	10 69 50222
	600 μl	2,7	0,4				
	1200 μl	1,2	0,3				



②

Eppendorf Research® plus, variabel, Mehrkanalpipetten für 384-Well-Platten

Typ	Volumen μl	R ≤ ± %	VK ≤ ± %	Farbcode	Ausführung	Best.-Nr.
③ 1–20 μl	1 μl	12	8	hellrosa	16-Kanal	10 69 50079
	2 μl	8	5			
	10 μl	4	2			
	20 μl	2	1			
5–100 μl	5 μl	6	4	hellgelb	16-Kanal	10 69 50096
	10 μl	3	2			
	50 μl	1,2	0,8			
	100 μl	1	0,6			
1–20 μl	1 μl	12	8	hellrosa	24-Kanal	10 69 50087
	2 μl	8	5			
	10 μl	4	2			
	20 μl	2	1			
④ 5–100 μl	5 μl	6	4	hellgelb	24-Kanal	10 69 50109
	10 μl	3	2			
	50 μl	1,2	0,8			
	100 μl	1	0,6			




③

④

⑤ Eppendorf Research® plus, Fixvolumen

Typ	Vol. μl	R ≤ ± %	VK ≤ ± %	Spitzen ID	Farbcode	Ausführung	Best.-Nr.
10 μl	10	1,2	0,6	20 μl	mittelgrau	1-Kanal	10 69 40016
20 μl	20	0,8	0,3	20 μl	hellgrau	1-Kanal	10 69 40032
10 μl	10	1,2	0,6	200 μl	gelb	1-Kanal	10 69 40024
20 μl	20	1,0	0,3	200 μl	gelb	1-Kanal	10 69 40040
25 μl	25	1,0	0,3	200 μl	gelb	1-Kanal	10 69 40059
50 μl	50	0,7	0,3	200 μl	gelb	1-Kanal	10 69 40067
100 μl	100	0,6	0,2	200 μl	gelb	1-Kanal	10 69 40075
200 μl	200	0,6	0,2	200 μl	gelb	1-Kanal	10 69 40083
200 μl	200	0,6	0,2	1000 μl	blau	1-Kanal	10 69 40091
250 μl	250	0,6	0,2	1000 μl	blau	1-Kanal	10 69 40105
500 μl	500	0,6	0,2	1000 μl	blau	1-Kanal	10 69 41113
1000 μl	1000	0,6	0,2	1000 μl	blau	1-Kanal	10 69 40121



⑤



⑥ **Eppendorf Research® plus 3-Packs**

3 variabel einstellbare Eppendorf Research plus Pipetten pro Pack. Mit passenden Eppendorf Pipettenspitzen!

Research plus³ Packs enthalten:

• **Eppendorf Research® plus 3-Pack, Option 1:**

3 Pipetten (0,5 – 10 µl, 10 – 100 µl, 100 – 1.000 µl)

+ 3 wiederverwendbare epT.I.P.S.® Boxen mit jeweils 96 Pipettenspitzen

• **Eppendorf Research®plus 3-Pack, Option 2:**

3 Pipetten (2 – 20 µl, 20 – 200 µl, 100 – 1.000 µl)

+ 3 wiederverwendbare epT.I.P.S.® Boxen mit jeweils 96 Pipettenspitzen

• **Eppendorf Research®plus 3-Pack, Option 3:**

3 Pipetten (0,1 – 1 ml, 0,5 – 5 ml, 1 – 10 ml) mit Mustern passender Pipettenspitzen

Artikel	Best.-Nr.
Eppendorf Research®plus 3-Pack, Option 1	10 69 23900
Eppendorf Research®plus 3-Pack, Option 2	10 69 30918
Eppendorf Research®plus 3-Pack, Option 3	10 69 30926

