

Messzylinder, NALGENE®, IDL Graduated Cylinders

Autoklavierbare Messzylinder aus Polypropylen oder transparentem Polymethylpenten mit großem, runden oder blauem Polypropylen-Fuß. Kein Meniskus, daher leicht abzulesen. Nicht benetzbar, justiert auf Ein- und Ausguss bei 20°C. Entsprechen den Anforderungen des ISO-Standards 6706.

① Messzylinder, hohe Form, aus Polypropylen, blauer PP-Fuß

Volumen ml	Unterteilung ml	Toleranz ± ml	Best.-Nr.	VE St./Pack
10	0,2	0,2	23 87 36621	24
25	0,5	0,34	23 87 36622	18
50	1,0	0,5	23 87 36623	18
100	1,0	1,0	23 87 36624	12
250	2,0	2,0	23 87 36625	12
500	5,0	4,0	23 87 36626	8
1000	10,0	6,0	23 87 36627	6
2000	20,0	12,0	23 87 36628	4
4000	50,0	29,0	23 87 36629	2

Messzylinder, hohe Form, aus Polymethylpenten, blauer PP-Fuß

Volumen ml	Unterteilung ml	Toleranz ± ml	Best.-Nr.	VE St./Pack
10	0,2	0,2	23 87 36631	24
25	0,5	0,34	23 87 36632	18
50	1,0	0,5	23 87 36633	18
100	1,0	1,0	23 87 36634	12
250	2,0	2,0	23 87 36635	12
500	5,0	4,0	23 87 36636	8
1000	10,0	6,0	23 87 36637	6
2000	20,0	12,0	23 87 36638	4
4000	50,0	29,0	23 87 36639	2

② Messzylinder, hohe Form, aus Polypropylen „economy“

Volumen ml	Unterteilung ml	Best.-Nr.	VE St./Pack
10	0,2	23 87 36641	24
25	0,5	23 87 36642	18
50	1,0	23 87 36643	18
100	1,0	23 87 36644	12
250	2,0	23 87 36645	12
500	5,0	23 87 36646	8
1000	10,0	23 87 36647	6

③ Messzylinder, hohe Form, aus Polymethylpenten „economy“

Volumen ml	Unterteilung ml	Best.-Nr.	VE St./Pack
10	0,2	23 87 36651	24
25	0,5	23 87 36652	18
50	1,0	23 87 36653	18
100	1,0	23 87 36654	12
250	2,0	23 87 36655	12
500	5,0	23 87 36656	8
1000	10,0	23 87 36657	6

④ Messzylinder, hohe Form, aus PFA

Volumen ml	Unterteilung ml	Best.-Nr.
100	2	10 87 36661

