

Mikrozentrifuge 5427 R, Eppendorf

Mikrozentrifuge 5427 R

Bei hohen Probendurchsätzen gelangen viele Zentrifugen an ihre Kapazitätsgrenzen. Nicht so die Zentrifuge 5427 R: Mit ihrem neuartigen doppelreihigen 48-Platz Rotor erfüllt sie die gestiegenen Effizienzanforderungen mit schnellen Laufzeiten sicher und zuverlässig. Das intuitive Bedien- und Designkonzept sorgt für einen spürbaren Anwenderkomfort und einen reibungslosen Workflow.

Damit ist die Zentrifuge 5427 R die ideale Lösung für High-End-Forschungsapplikationen.

Darüber hinaus überzeugt die Mikrozentrifuge durch eine innovative Kompressortechnologie. Unter Beachtung ökologischer Gesichtspunkte temperiert diese Ihre sensiblen Proben präzise und bereitet die Analyse somit optimal vor.

- Neuartiger 48-Platz Rotor reduziert deutlich den Zeitaufwand täglicher Routinearbeiten
- Schnelles Abzentrifugieren durch Short-Spin Funktion mit vorwählbarer Drehzahl
- Eppendorf QuickLock-System für schnelles Öffnen und Schließen des Rotordeckels
- Sehr leiser Betrieb durch weiter verbesserte Geräuschkämmung
- FastTemp für ein schnelles Vorkühlen der Zentrifuge, z.B. von 23°C auf 4°C in nur ca. 11 Minuten
- Dauerkühlung hält Temperatur konstant nach Laufende – Ihre Proben bleiben gekühlt
- Alternativ zur Dauerkühlung: ECO-Abschaltung des Kompressors (einstellbar nach 1, 2, 4 oder 8 Stunden Nichtgebrauch) für einen niedrigeren Energieverbrauch



Artikel	Best.-Nr.
Zentrifuge 5427 R	10 69 90012
230 V/50-60 Hz, mit Drehknöpfen	
Zentrifuge 5427 R mit Rotor FA-45-48-11	10 69 90217
Zentrifuge 5427 R mit Rotor FA-45-30-11	10 69 90535
① Rotor FA-45-24-11	10 69 97020
inklusive Rotordeckel, aerosoldicht ¹⁾	
② F-45-30-11	10 69 97080
inklusive Rotordeckel	
③ Rotor FA-45-30-11	10 69 97060
inklusive Rotordeckel, aerosoldicht ¹⁾	
④ Rotor FA-45-48-11	10 69 97100
inklusive Rotordeckel, aerosoldicht ¹⁾	
⑤ Rotor FA-45-24-11-Kit	10 69 97040
inklusive Rotordeckel, aerosoldicht ¹⁾	
⑥ Rotor F-45-48-11	10 69 97120
inklusive Rotordeckel	
⑦ Rotor S-24-11-AT	10 69 97150
inklusive Rotordeckel, aerosoldicht ¹⁾	
Adapter	55 69 15005
Für 0,2 ml PCR-Gefäße, 6 Stück	
Adapter	55 69 17008
Für 0,4 ml Mikrozentrifugengefäße, 6 Stück	
Adapter	55 69 16001
Für 0,5 ml Mikrozentrifugengefäße und 0,6 ml Microtainer®, 6 Stück	
⑧ Rotor F-45-48-5-PCR	10 69 97140

¹⁾ Zertifiziert aerosoldicht

