

## Deepwell Platten 96 und 384, Eppendorf Deepwell Plates 96 and 384



eppendorf

Einfach mehr! Einzigartige Effizienz bei Lagerung, Aufbereitung, Transport und Mischen von Proben. Die Eppendorf Deepwell Plate 96 und 384 sind hergestellt aus reinem Polypropylen. Sie sind verwindungssteif, einfach zu stapeln, leicht und zuverlässig zu verschließen, temperatur- und chemikalienbeständig. Sie entsprechen den Anforderungen nach SBS<sup>1)</sup>.

### Produktmerkmale:

- RecoverMax® Design: Neues Well-Design erhöht die Effizienz und Probenwiederfindungsrate
- OptiTrack® Matrix: Farben, Lesbarkeit und mehr
- g-Safe®: Hohe Zentrifugationsbeständigkeit
- Vier Qualitäten: Standard, Steril, DNA/RNA LoBind, Protein LoBind
- Automation: Optimale Stabilität, Griffbarkeit, Stapelbarkeit und Konformität zu SBS Standard
- Verschließen: Planare Oberseite der Platten ermöglicht Mehrfach-Sealing

Abmessungen (BxHxT): 127,8 x 85,5 x 27,1 mm

| Artikel                                         | Best.-Nr.          | VE<br>St./Pack |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| ① Deepwell Plate 96/500 µl, Standard, weiß      | <b>10 69 01101</b> | 40             |
| Deepwell Plate 96/500 µl, Steril, weiß          | <b>10 69 02108</b> | 40             |
| Deepwell Plate 96/500 µl, DNA LoBind, weiß      | <b>10 69 03104</b> | 40             |
| Deepwell Plate 96/500 µl, Protein LoBind, weiß  | <b>10 69 04100</b> | 40             |
| Deepwell Plate 96/1000 µl, Standard, weiß       | <b>10 69 01209</b> | 20             |
| Deepwell Plate 96/1000 µl, Steril, weiß         | <b>10 69 02205</b> | 20             |
| Deepwell Plate 96/1000 µl, DNA LoBind, weiß     | <b>10 69 03201</b> | 20             |
| Deepwell Plate 96/1000 µl, Protein LoBind, weiß | <b>10 69 04208</b> | 20             |
| Deepwell Plate 96/2000 µl, Standard, weiß       | <b>10 69 01306</b> | 20             |
| Deepwell Plate 96/2000 µl, Steril, weiß         | <b>10 69 02302</b> | 20             |
| Deepwell Plate 96/2000 µl, Protein LoBind, weiß | <b>10 69 04305</b> | 20             |
| ② Deepwell Plate 384/200 µl, Standard, weiß     | <b>10 69 21102</b> | 40             |
| Deepwell Plate 384/200 µl, Steril, weiß         | <b>10 69 22109</b> | 40             |
| Deepwell Plate 384/200 µl, DNA LoBind, weiß     | <b>10 69 23105</b> | 40             |
| Deepwell Plate 384/200 µl, Protein LoBind, weiß | <b>10 69 24101</b> | 40             |

① Nur Original-Verpackungseinheit lieferbar. Kein Anbruch möglich.

<sup>1)</sup> Society for Biomolecular Screening.  
Weitere Farben auf Anfrage.

