

Qualitative und halbquantitative Testpapiere/-stäbchen, MACHEREY-NAGEL Qualitative and Semi-quantitative Testing Cards/Sticks

① QUANTOFIX®-Teststäbchen für halbquantitative Bestimmungen

Lieferform: Dose mit 100 Teststäbchen 6 x 95 mm


Artikel	Bestimmung von	Skalenabstufung mg/l	Best.-Nr.
Aktivsauerstoff	KMPS	0- 4- 8- 15- 25	10 46 91349
Aluminium ¹⁾	Al ³⁺	0- 5- 20- 50- 200- 500	24 46 91307
Ammonium ¹⁾	NH ₄ ⁺	0- 10- 25- 50- 100- 200- 400	24 46 91315
Arsen 10 ¹⁾	As ^{3+/5+}	0- 0,01- 0,025- 0,05- 0,1- 0,5	24 46 91334
Arsen 50 ¹⁾	As ^{3+/5+}	0- 0,05- 0,1- 0,5- 1,0- 1,7- 3,0	10 46 91332
Arsen Sensitive ¹⁾	As ^{3+/5+}	0- 0,005- 0,01- 0,025- 0,05- 0,1- 0,25- 0,5	10 46 91345
Ascorbinsäure	Vitamin C	0- 50- 100- 200- 300- 500- 1000- 2000	24 46 91314
Calcium ¹⁾²⁾	Ca ²⁺	0- 10- 25- 50- 100	24 46 91324
Carbonathärte	HCO ₃ ⁻ , CO ₃ ²⁻	0- 3- 6- 10- 15- 20 °d	24 46 91323
Chlor ¹⁾	Cl ₂	0- 1- 3- 10- 30- 100	24 46 91317
Chlor Sensitive CE	Cl ₂	0- 0,1- 0,5- 1- 3- 10	10 46 91339
Chlorid	Cl ⁻	0- 500- 1000- 1500- 2000- ≥3000	24 46 91321
Chromat ¹⁾	CrO ₄ ²⁻	0- 3- 10- 30- 100	24 46 91301
Cyanid ¹⁾	CN ⁻	0- 1- 3- 10- 30	24 46 91318
EDTA	EDTA	0- 100- 200- 300- 400	24 46 91335
Formaldehyd ¹⁾	HCHO	0- 10- 20- 40- 60- 100- 200	24 46 91328
Gesamteisen 1000	Fe ²⁺ /Fe ³⁺	0- 5- 20- 50- 100- 250- 500- 1000	10 46 91330
Gesamteisen 100	Fe ²⁺ /Fe ³⁺	0- 2- 5- 10- 25- 50- 100	10 46 91344
Gesamtsäure	Citronensäure	0- 2- 2,5- 3,0- 4,0- 5,0 g/l	10 46 91353
Gesamtzucker	Fructose/Glucose	0- 55- 100- 250- 400- 600- 800	10 46 91352
Glucose	Glucose	0- 50- 100- 250- 500- 1000- 2000	10 46 91348
Glutaraldehyd CE	% Glutaraldehyd	0- 0,5- 1- 1,5- 2- 2,5	10 46 91343
Kalium ¹⁾	K ⁺	0- 200- 400- 700- 1000- 1500	24 46 91316
Kobalt	Co ²⁺	0- 10- 25- 50- 100- 250- 500- 1000	24 46 91303
Kupfer	Cu ⁺ , Cu ²⁺	0- 10- 30- 100- 300	24 46 91304
LubriCheck	KOH	0- 15- 50- 75- 130- 200	10 46 91336
Molybdän ¹⁾	Mo ⁶⁺	0- 5- 20- 50- 100- 250	24 46 91325
Nickel	Ni ²⁺	0- 10- 25- 50- 100- 250- 500- 1000	24 46 91305
Nitrat 100	NO ₃ ⁻ / NO ₂ ⁻	Nitrat: 0- 5- 10- 25- 50- 75- 100 Nitrit: 0- 0,5- 2- 5- 10- 25- 50	10 46 91351
② Nitrat/Nitrit	NO ₃ ⁻	0- 10- 25- 50- 100- 250- 500	24 46 91313
	NO ₂ ⁻	0- 1- 5- 10- 20- 40- 80	
Nitrit	NO ₂ ⁻	0- 1- 5- 10- 20- 40- 80	24 46 91311
Nitrit 3000	NO ₂ ⁻	0- 0,1- 0,3- 0,6- 1- 2- 3 g/l	24 46 91322
Nitrit / pH	NO ₂ ⁻	Nitrit: 0- 1- 5- 10- 20- 40- 80 pH: 6,0- 6,4- 6,7- 7,0- 7,3- 7,6- 7,9- 8,2- 8,4- 8,6- 8,8- 9,0- 9,3- 9,5	10 46 91338
Peressigsäure 50 CE		0- 5- 10- 20- 30- 50	10 46 91340
Peressigsäure 500 CE		0- 50- 100- 200- 300- 400- 500	10 46 91341
Peressigsäure 2000 CE		0- 500- 1000- 1500- 2000	10 46 91342
Peroxid 1000	H ₂ O ₂	0- 50- 150- 300- 500- 800- 1000	24 46 91333
Peroxid 100 CE	H ₂ O ₂	0- 1- 3- 10- 30- 100	24 46 91312
Peroxid 25	H ₂ O ₂	0- 0,5- 2- 5- 10- 25	24 46 91319
Phosphat ¹⁾	PO ₄ ³⁻	0- 3- 10- 25- 50- 100	24 46 91320
Silber	Ag ⁺	0- 1- 2- 3- 5- 7- 10	10 46 91350
Sulfat	SO ₄ ²⁻	<200->400->800->1200->1600	24 46 91329
Sulfit	SO ₃ ²⁻	0- 10- 25- 50- 100- 250- 500- 1000	24 46 91306
Zink ¹⁾	Zn ²⁺	0- 2- 5- 10- 25- 50- 100	24 46 91310
Zinn	Sn ²⁺	0- 10- 25- 50- 100- 250- 500	24 46 91309
QUAT	mg/l Benzalkoniumchlorid	0- 10- 25- 50- 100- 250- 500- 1000	10 46 91337

¹⁾ Diese Tests werden komplett mit allen für die Bestimmung notwendigen Reagenzien ausgeliefert.


²⁾ Lieferform: Dose mit 60 Teststäbchen und Reagenzien



①



②



③



③ **AQUADUR®-Teststäbchen zur Bestimmung der Wasserhärte**

Abstufung °dH	VE	Best.-Nr.
<3>4>8,4>14	Dose à 100 Teststäbchen 6 × 95 mm	10 46 91239
<3>5>10>15>20>25	Dose à 100 Teststäbchen 6 × 95 mm	24 46 91201
<3>4>7>14>21	Dose à 100 Teststäbchen 6 × 95 mm	24 46 91220
<3>5>10>15>20>25	Packung mit 5000 Teststäbchen	24 46 91221
<3>4>7>14>21	Packung mit 5000 Teststäbchen	24 46 91222
<3>5>10>15>20>25	1000 Teststäbchen, einzeln eingesiegelt	24 46 91223
<3>4>7>14>21	1000 Teststäbchen, einzeln eingesiegelt	24 46 91224
<3>5>10>15>20>25	Testbriefchen à 3 einzeln eingesiegelte Stäbchen AQUADUR®, Packung à 50 Testbriefchen	24 46 91290

